

Merkblatt

Reinigung von CPAP- und MHSV-Geräten und Zubehör

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Maske	Mit Seife oder Spülmittel und weichem Tuch, Schwamm oder unter fliessendem Wasser waschen, mit klarem Wasser gut spülen und an der Luft trocknen lassen. Nicht einweichen.	Vor der Reinigung sorgfältig auseinander nehmen, anschliessend wie üblich reinigen.	–	Auf keinen Fall verwenden: • Desinfektionsmittel • Alkohol • Scheuermittel • Scharfe Haushaltsreiniger • Rückfettende Seifen
Kopfband	–	Mit Seife oder Spülmittel von Hand waschen, gut ausspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen. Alternativ können Sie das Kopfband bei 30 Grad in einem Wäschebeutel und mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschen. Nicht bügeln.	–	–
Schlauch	<u>Bei Verwendung eines Befeuchters:</u> Schlauch von Gerät und Maske trennen und zum Austrocknen aufhängen.	Mit Seife oder Spülmittel waschen, gut durchspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen.	–	<u>Achtung beheizbare Schläuche:</u> Elektrische Kontakte dürfen nicht nass werden.

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Befeuchterkammer	Am Morgen Wasser entleeren und Befeuchterkammer geöffnet trocknen lassen. In der Schweiz kaltes, trinkbares Leitungswasser verwenden. Optional kann das Wasser für mindestens 10 Minuten abgekocht werden, wodurch der Mineraliengehalt durch Ausfällung verringert wird. Nie kochendes Wasser direkt in den Luftbefeuchter einfüllen. <i>Bei stark kalkhaltigem Wasser kann optional destilliertes Wasser von der Apotheke verwendet werden.</i>	Befeuchterkammer mit Seife oder Spülmittel auswaschen. <u>Eine Reinigung ist auch im Geschirrspüler möglich:</u> Befeuchterkammer einzeln, d.h. ohne weitere Gegenstände, bei 70 Grad und ohne Spülmittel im Geschirrspüler reinigen.	–	<u>Entfernen allfälliger Ablagerungen:</u> 1 Teil Essig und 10 Teile Wasser während 10 Minuten einwirken lassen, dann reinigen und mit klarem Wasser nachspülen. <u>VORSICHT:</u> Vor Transport oder Kippen Wasserkammer immer leeren. <u>WICHTIG:</u> Keine Zusätze ins Wasser einfüllen. Destilliertes Wasser für nichtmedizinische Zwecke wird nicht empfohlen, da es Mikropartikel enthält oder mit pathogenen Bakterien kontaminiert sein kann.
Filter	–	–	Je nach Gerätetyp waschen oder austauschen.	–
Gerät	–	Gehäuse mit trockenem Tuch abreiben.		–