
Merkblatt

Umgang mit Sauerstoffkonzentratoren

Gerätepfege und Materialwechsel

Grobstaubfilter

- Filter einmal pro Monat wechseln und/oder reinigen
- Filter mit dem Staubsauger absaugen
- Trockenem Ersatzfilter einsetzen, den verschmutzten Filter waschen und vollständig trocknen lassen

Sauerstoffbrille

- 1x monatlich wechseln
- Bei Verschmutzung oder Defekt früher austauschen

Ersatzmaterial

Bestellung telefonisch unter 044 268 20 00 oder per E-Mail an sauerstoff@lunge-zuerich.ch

Sicherheitsbestimmungen

Ist der Sauerstoffkonzentrator in Betrieb, dürfen sich folgende Gegenstände nicht in der Nähe des Gerätes oder der Person, die ihn verwendet, befinden:

- offenes Feuer
- brennende Zigaretten
- brennende Kerzen oder Rechaud-Kerzen
- Gaskochherd
- usw.

Was tun bei Fehlermeldungen oder Alarm?

1. Durchfluss prüfen
 - Schlauch entfernen.
 - Funktioniert das Gerät wieder, muss der Schlauch bei Gelegenheit ausgetauscht werden.
2. Dosierkugel
 - Regler in beide Richtungen drehen, bis die Kugel sich bewegt
 - Kugel bewegt sich nicht → Schlauch prüfen (Punkt 1)
 - Dosierung anschliessend wieder korrekt einstellen
3. Stromversorgung
 - Stecker am Gerät und Steckdose prüfen
 - Andere Steckdose testen
 - Keine Mehrfachsteckdosen/Verlängerungskabel
4. Luftzufuhr/Umgebung
 - Filter reinigen/wechseln
 - Raum mit Fenster, kein Bad/Küche/Balkon
 - Mind. 20 cm Abstand zur Wand
 - 1–2x täglich lüften

Trockene Nasenschleimhaut

Trockene Schleimhäute können die Nase verstopfen, Schmerzen oder Nasenbluten verursachen – besonders bei Sauerstofftherapie. In solchen Fällen eine befeuchtende, fettfreie Nasensalbe verwenden.