
Anleitung

Verbindung zur App «myAir»

Für die Bluetooth-Verbindung zwischen AirSense10/11 und der myAir-App auf einem Smartphone muss nichts freigeschaltet oder aktiviert werden.

Für die Übertragung der Therapie-Daten wird nach wie vor ausschliesslich das Mobilfunknetz verwendet, wofür eine Aktivierung an das Gerät gesendet werden muss.

Ob die Bluetooth-Verbindung hergestellt werden kann, hängt massgeblich von den individuellen Einstellungen des verwendeten Smartphones ab.

Grundsätzlich funktioniert die Bluetooth-Koppelung wie folgt beschrieben.

Einrichten der Bluetooth-Verbindung mit dem AirSense 10/11 Gerät

Stellen Sie sicher, dass Ihr AirSense Gerät eingeschaltet ist. Anweisungen zum Einrichten und Einschalten Ihres Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres AirSense Gerätes.

Wenn Sie myAir bisher noch nicht benutzt haben:

1. Befolgen Sie die Anweisungen in der myAir-App, um ein Konto zu erstellen.
2. Um Ihr Gerät auszuwählen, tippen Sie auf «AirSense 10/11».
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Wenn Sie bereits ein Konto bei myAir haben:

1. Tippen Sie in der myAir-App auf Profil.
2. Tippen Sie auf «Meine Ausrüstung».
3. Tippen Sie auf «Bluetooth koppeln».
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Das AirSense Gerät ist nun mit der myAir App verbunden. In der Statusleiste des AirSense Geräts erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung, um die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smartphone zu bestätigen. Tippen Sie zum Abschluss auf Fertig.

Oktober 2025