

Merkblatt

Befeuchterflasche bei Konzentratoren

Bei der Benutzung der Befeuchterflasche gilt es folgende Hinweise zu beachten:

- Nur destilliertes respektive demineralisiertes Wasser verwenden. (Dieses Wasser wird beispielsweise für Bügeleisen verwendet und ist im Detailhandel erhältlich.)
- Die Befeuchterflasche höchstens bis zur Mitte auffüllen, sorgfältig zuschrauben und darauf achten, dass der Verschluss nicht verkantet.

- Das Wasser in der Flasche täglich wechseln.
- Die Flasche täglich mit Spülmittel reinigen. 1x Woche im Geschirrspüler, mit maximal 50°C waschen oder für 30 Minuten in Essigwasser (Verhältnis 1:10) einlegen und anschliessend gründlich ausspülen. Die Befeuchterflasche darf nicht ausgekocht werden.

